



***PS-PRODUCTS* × LSS**

Smart Choice Guide

Wheelchair Smart Choice Guide 普通型車いす



上肢駆動
性能随一

ジョーカーエボリューション
固定フレームで、上肢駆動の操作性は弊社ラインナップ随一の性能を持っています。(座幅36cmタイヤサイズ24in)



上肢駆動
性能抜群

限定品

アバンギャルドCLT
駆動のためのこだわりのパーツを随所に使用。
(座幅38cmタイヤサイズ24in)



上肢駆動
性能優秀

ヨーガ
独特な仕組みの折りたたみ構造で、上肢での駆動性の高さや収納性を併せ持ちます。(座幅38cmタイヤサイズ24in)



上肢駆動
性能優秀

限定品

アバンギャルドCV
駆動性能も確保しながら、フットサポート跳ね上げ、開閉機能も装備。
(座幅36・38cmタイヤサイズ22in)



「ハイブリッド」
上肢・下肢駆動
姿勢保持
転回性能

パイプライン
より効率的に駆動できるように設計。姿勢保持性能も高く、より快適に駆動する性能も兼ね備えています。
(座幅38・40・43cmタイヤサイズ20・22in ※op24inあり)

Hybrid



レボを電動に
調整した車いすで
快適な外出を

電動レボ

レボを電動で自走したい場合に。介助者用の操作部も装備しています。快適に座って過ごせる上に外出も快適になります。介助者操作部も装備(座幅40・45cm・タイヤサイズ22in)

For Going out



レボプラス



NEW
レボ6

選定の第一候補に！専門性を発揮できるモジュール車いす レボプラス レボ6 NEW

目的に合わせた確に簡単に合わせられる性能を装備しています。バックサポート調整の柔軟さをプラスし、ユーザーに最適な環境を作り出せます。また座面幅やタイヤサイズの豊富さと高い適合性能の為、車いすを選定する際の基準となります。
最新機種レボ6はユニークなバックサポートで体幹を支えられます。(座面幅：37.5cm/40cm/42.5cm/45cm/50cm .タイヤサイズ：20in/22in/24in)

Basic



ビーン

いわゆる「標準型車いす」ですが、日本人の体格にフィットするように設計されています。細かく合わせなくても問題が起きない方や、普段は歩行されている方が外出時に少しだけ乗るような場合に最適です。キャリパーブレーキとスポンジクッション(座幅40cm・タイヤサイズ22in)

リーズナブルな標準型
調整が不要な方でも
快適に



ワンハンドブレーキ
適合作業性良い

在庫限定

レボ・ネクスト

特にバックサポートの調整域を増し、調整作業自体も短時間で済むように設計された車いすです。きっちりと姿勢を作り、より生活しやすく、また片側だけで両側のブレーキを同時にかけられるのも特徴の一つです。
(座幅37.5・40・42.5・45・50cm)



All-round

ユーザーの課題を解決する
基本性能を凝縮
リーズナブルなモデル

スマート+ (プラス)

レボプラスほどの調整機能はありませんが、必要最低限の調整機能を装備して的確に座る・こぐ・生活する！をかなえます。調整作業もスピーディにできます。サイズは2種類。(座幅37.5・40cm)

※弊社の車いすは適切なクッション・オプション類との組合せで、さらに可能性が広がられます。

Wheelchair Smart Choice Guide ティルト&リクライニング型車いす



ティルト&リクライニングのスタート地点 「基準となる姿勢変換型車いす」

- 姿勢保持対応（成形されたバッククッション）
- 快適性（筋緊張抑え、疲れない）
- 拡張性（バックサポート変更可）
- 変形対応（円背・側弯・拘縮など）

のすべてにバランスよく日本人の標準体型に合理的に適合可能。拡張性の高いバックサポートも特徴的。

ネッティBASE(ベース)

目的に合わせて的確に簡単に合わせられる性能を装備しています。上位機種「ネッティⅢ」の基本的な特徴は継承し、簡易ではあるが、適合に合理的な形状のバッククッションを装備。バックサポートをほかのものに変えていきやすいのも特徴です。（座幅40cm・タイヤサイズ20in）

More
comfortable



筋緊張を抑え長時間快適に座る！
をかなえる
高性能な背・座クッションのサポート

ネッティⅢ(スリー)

ネッティBASEよりも広範囲の調整機能を有し、体格によってサイズを選択も可能。
高機能なクッションは変形や褥瘡リスク回避にも役立ちます。
（座幅38・40・45cm タイヤサイズ22in）

for The small
physique



いまだでなかった小柄な
体格に対応できる秘かな
人気機種

アゼリアミニ

幅は最小34cmまでその場で調整可能。小柄な方でも適切に姿勢保持をサポートできる、ティルト・リクライニング機構の車いす。独特なティルト機構で安定性も抜群。キャリパーブレーキ標準装備（座幅34～41cm・タイヤサイズ12in）

for The big
physique

限定品

ネッティⅢ HD60

ネッティⅢをビッグサイズに！
座幅60cmかつ耐荷重160*。
大柄な方も快適に目的に合わせた良い姿勢を保つことができます。
（タイヤサイズ24in）

大柄な方にも対応できるコンフォート
車いす



※さらに大柄な方への対応はLSSスタッフにご相談ください

※弊社の車いすは適切なクッション・オプション類との組合せで、さらに可能性が広がられます。

Wheelchair option parts menu 付属品

Back Support



アイコン ミッド
腰の周りをはっきり支えて、快適に日常の動作をするために。



タルタ ザ バック
支えながら身体の動きに追随。変形にも対応。



アイコン ディープ
体幹を包み込むように支える。側方への安定性がない方にも。



アイコン トール
身長が高い方などに。肩甲骨周りも支えられる高さです。



NEW
ネットィクッションセット
とにかく快適に座るための心地いいクッションです（背と座のセット）
レボ6のオプションとしてお使いください
TAISコード:00245 - 00252



限定品

Arm Support



ネットィシリーズ専用
ベンディットアームサポート
腕を広く長く支えます。



アームパッドワンピース
麻痺側の腕もきちんと支えます。
パイプフレームの車いすに設置可



ヨーガ専用/ジョーカーエボリューション専用アームサポート



限定品

ヨーガ専用は限定品

限定品

Foot & Leg Support



ヒールループ付
フットサポート
足が手前側に落ちるのを防ぎます。



エレベーター
レッグサポート
膝が曲がらない方などに。



レッグサポート
ワイド
足をもう少し前におきたい場合に。



レッグサポート
ショート
小柄な体格の方などに。



レボ・レボプラス・レボ6 専用
低床ユニット（無償）
前座高を最小34cmにできます。



レボプラス24in専用
フロントフォークミディアム（無償）
前座高を最大49cmにできます。



パイプライン専用
24inホイール（無償）
身長の高いユーザーに。よりアクティブに移動したい場合に。

Head Support



ネットィシリーズ
専用
ヘッドサポートC
平面で頭を広く支えて開放感を。



NEW

ヘッドレストMGK
キャリパーブレーキなしの片側の介助ハンドルに取り付けできるヘッドレポートです。



在庫限定

マイバディヘッドサポート
適切な場所に頭の支えを。丸パイプのフレームに固定可能です。

For Move



レボ・レボプラス専用
ワイドアタッチメント
キャスターを外側にオフセットさせます。下肢駆動などに。

限定品

Other



ネットィシリーズ専用テーブル
作業をするときや、前腕を支えるためにも。




キャリパーブレーキ
介助者用ブレーキです。各種車いすに

レボバックサポートア
タッチメント（無償）
レボプラスのバックサポートをハードシェルタイプなどに付け替えるためのパーツです

※オプション設定可能な車いすについては、弊社WEBカタログをご確認ください。

低



Transfer equipment Smart Choice Guide 移乗用具



お尻を浮かせての移乗

unique!

こまわりさん J

限定品

柔軟性のある方向き。
お尻を浮かせて回転させて移乗させます。

本人も介助者も負担なく、安心できるリフト移乗

More comfortable



リフト移乗

※別掲

ご本人も、介助者もいつでもラクに
気兼ねなく。



立ち上がったの移乗

Standing Posture



マスターベルト

重心移動を促して、起立動作をス
ムーズにします。ご本人も、介助者も
付けると便利です。



フレックスボード

ベッドからリクライニングタイプの車いすへ、曲
がるトランスファーボードと、すべるシートで寝
たまの移乗を可能にします。

臥位での移乗・位置修正

Lie down position



座ったままでの移乗

Sitting position

マスターグライドM

座ったまま滑らせて移乗する「トランス
ファーボード」の進化形です。



限定品

ペディターン

移乗の際に、足の下にしき、向きを変えるのを助
ける回転盤です。

Transfer Lift Smart Choice Guide 移乗用リフト



バスパートナー湯ニット
浴槽内、洗い場、床に安定して移動できます。条件によっては脱衣場との出入りも可能になります。

Bathroom

浴室用 ※浴室のほかにも、様々な場面で設置できるリフトも対応可能です。



マイティエース2浴室セット
アーム旋回範囲内での移動を可能にします。ハンガーだけの昇降なので、狭い浴室でも邪魔になりません。

Portable

床走行タイプ



バイキングM

いろいろな部屋に移動して使います。複数の対象者がいる施設などに。

限定品

NEW

つるべY6セット

車いすからの吊り上げがしやすい形状に工夫されています。



初めて使う移乗リフトは使いやすいものから「基準となる居室向け据置型リフト」

部屋の出入り口やレイアウトに問題がなければ、最も快適なこのタイプから選びます。設置不可能ならベッド設置タイプの選定へ

Robin (ロビン)

誰もが簡単に、快適に移乗できるリフトです。邪魔になりがちなハンガーがなく、初めての人も、リフトに慣れた方も驚くほど簡単に使いこなせます。耐荷重200kgとパワフルです。レールサイズは部屋寸法に合わせやすく2種類あります。



つるべBセット

介護ベッドに寝ている方の脚側への設置に適しています。安定した動きが安心を生みます。

マイティエース2ベッドセット

介護ベッドに寝ている方の頭側設置に向いています。ハンガーだけが下りてくるので、アームが邪魔になりません。(ワイヤレスリモコン仕様です。)

bedside

居室用：ベッド設置タイプ



アーチパートナー

設置場所のスペースによってサイズを選べます。横移動も電動の「電動走行式」も選べます。

Bedroom

居室用：据置タイプ



アーチパートナー隅っこ


部屋の中で、車いす、ソファ、食卓などいろいろなところに移ることを可能にします。



IL-200

ベッドのレイアウト、ベッドの種類を選ばない、自立するベッド設置型リフト。ほかの機種の不得意な点を解消した進化形です。

Wheelchair lifts Smart Choice Guide 段差解消機



Not Listed in Catalog カタログ外商品 (ほんの一部です)

正規ラインナップから最近外れた商品や、ラインナップ編成上掲載していない商品の代表的なものをまとめました。在庫限りの商品や提供先限定商品も含まれていますので、ご検討の際はLSSにご確認ください。特別な記載がないものについては介護保険請求コードが取得されています。

Wheelchair & option parts



**スマートプラス
キャリパーブレーキ付**
シート幅40cm22inまたは37.5cm
20inがあります。
TAISコード:00245-000210



**ネットィBASE
キャリパーブレーキ付**
シート幅40cm20inまたは45cm20in
があります。TAISコード:00245-000228



**ネットィBASE
座幅45cm**
シート幅の広いタイプです。
TAISコード:00245-000177



ネットィ I
ネットィのセルフクライニング、
超低床タイプです。
TAISコード:00245-000161



エアクッションK
エア調整バルブ方式のリーズナ
ブルな薄型クッションです。
福祉用具届出コード90021-Z00002



イージーヘッド
マイバディヘッドサポートの後継機種。
バックサポートパイプに設置します。
TAISコード:00468-000046

Transfer Lifts



マイティライト3
軽量で取り回し容易です。
TAISコード:00139-000027



つるべF2Rセット
浴室だけでなく、外出の為の設置も可能。
TAISコード:00229-000016



**NEW
かるがるプチV標準セット**
最大150kgまで余裕で移乗できます
TAISコード:00110-000117



**NEW
かるがるサテライト標準セット**
ハンガーだけ降りてくるのでスマートに移乗
できます TAISコード:00110-000118



電動アシストユニット SmartDriveMX2+

お気に入りの車いすを電動タイプにして快適な外出を可能にします。リクライニング車いすの電動化も可能です。クルマへの積み込みも簡単です。介助ハンドルにスイッチをつければ介助アシストとしても

TAISコード:01300-000033



限定品

Wheelchair lifts



TDK045SS
高さ47cmまで。
TAISコード:00447-000012



TDK065SS
高さ67cmまで。直進・L字進入どちら
も可能。 TAISコード:00447-000013



限定品



**NEW
レボプラス専用
電動ユニットe-fix**
最適な座位姿勢を作るレボプラス
を電動にしてスマートな外出を可能
にします。(レボプラス・ネットィBASE用)
TAISコード:00156-000044

LifeStepService

***PS-PRODUCTS*株式会社**

〒130-0026 東京都墨田区両国3-9-6-1F
TEL.03-6659-9667 FAX.03-6659-9667
URL.<https://ps-products.co.jp>